

お客様 各位



株式会社ニチレイバイオサイエンス

本社 〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20

TEL.03(3248)2207 FAX.03(3248)2243

関西支所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21

TEL.06(6357)2128 FAX.06(6357)2330

問い合わせ先 本社 学術

TEL.03(3248)2207 FAX.03(3248)2243

ホームページ <http://www.nichirei.co.jp/bio/>

2008年10月2日

SAFC Biosciences社製品の一部

2-メルカプトエタノール含有製品の毒物指定についてのご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

毒物及び劇物指定令の一部が改正され、平成20年7月1日より2-メルカプトエタノールおよびこれを含有する製剤が毒物に指定されました。

弊社では、既に所轄官庁に毒物・劇物の変更申請（品目追加）を行っております。

平成20年9月30日までの経過措置期間中に弊社取り扱い製品中に2-メルカプトエタノールが含まれるか鋭意調査を行い、順次、毒物の表示及びMSDS添付の準備を進めております。

現在、メルカプトエタノールの含有が判明している製品は、以下の14種類31品目です。今後につきましては、わかり次第、ご案内いたします。

何かとご不便をおかけすることに対しまして、何卒ご高配いただき、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

性状	品名	コード	包装	2-メルカプトエタノール濃度
液	EX-CELL 302	14324C	500ml	0.0004 w/v% 以下
液	EX-CELL 302	14324C	1000ml	0.0004 w/v% 以下
粉	EX-CELL 302	24324C	1×10L	0.02 w/w% 以下
粉	EX-CELL 302	24324C	1×50L	0.02 w/w% 以下
粉	EX-CELL 302	24324C	1×100L	0.02 w/w% 以下
液	EX-CELL 302 (フェノール <sup>®</sup> 不含)	14326C	500ml	0.0004 w/v% 以下
液	EX-CELL 302 (フェノール <sup>®</sup> 不含)	14326C	1000ml	0.0004 w/v% 以下
粉	EX-CELL 302 (フェノール <sup>®</sup> 不含)	24326C	1×10L	0.02 w/w% 以下
粉	EX-CELL 302 (フェノール <sup>®</sup> 不含)	24326C	1×50L	0.02 w/w% 以下
粉	EX-CELL 302 (フェノール <sup>®</sup> 不含)	24326C	1×100L	0.02 w/w% 以下
液	EX-CELL 325-PF	14340C	500ml	0.0004 w/v% 以下

液	EX-CELL 325-PF	14340C	1000ml	0.0004 w/v%	以下
粉	EX-CELL 325-PF	24340C	1 × 10L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL 325-PF	24340C	1 × 50L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL 325-PF	24340C	1 × 100L	0.02 w/w%	以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン不含)	14360C	500ml	0.0004 w/v%	以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン不含)	14360C	1000ml	0.0004 w/v%	以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン不含)	24360C	1 × 10L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン不含)	24360C	1 × 50L	0.02 w/w%	以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン含有)	14361C	500ml	0.0004 w/v%	以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン含有)	14361C	1000ml	0.0004 w/v%	以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン含有)	24361C	1 × 10L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミン含有)	24361C	1 × 50L	0.02 w/w%	以下
液	EX-CELL NSO	14650C	500ml	0.0004 w/v%	以下
液	EX-CELL NSO	14650C	1000ml	0.0004 w/v%	以下
粉	EX-CELL NSO	24651C	1 × 10L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL NSO	24651C	1 × 50L	0.02 w/w%	以下
液	EX-CELL Sp2/0	14660C	500ml	0.0004 w/v%	以下
液	EX-CELL Sp2/0	14660C	1000ml	0.0004 w/v%	以下
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C	1 × 10L	0.02 w/w%	以下
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C	1 × 50L	0.02 w/w%	以下

お客様におかれましては、この間、表示の有無に関わらず、2-メルカプトエタノールが含有される製品のご使用に際して、充分なご注意を頂き、洗浄液を含む排液等の廃棄につきましては、法に準じたお取扱いを頂きますようお願い申し上げます。廃棄の方法につきましては、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室の見解をご紹介します。

「廃棄の具体的方法については、現状では定めていません。一般的な規定として、毒物及び劇物取締法施行令第40条の規定がありますが、廃棄を行う場合はこの規定に従って、中和、加水分解、酸化、還元、希釈、燃焼その他の適切な方法により毒劇物に該当しないようにして処理することになります。メルカプトエタノールならば、スクラバーを具備した燃焼炉において処理する方法が考えられますが、然るべき燃焼・排気設備が必要になります。」

今後ともSAFC Biosciences社製品をお引き立て賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20  
株式会社ニチレイバイオサイエンス  
品質保証部

