

お客様 各位



株式会社ニチレイバイオサイエンス

本社 〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20
TEL. 03(3248)2207 FAX. 03(3248)2243
関西支所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21
TEL. 06(6357)2128 FAX. 06(6357)2330
問い合わせ先 本社 学術
TEL. 03(3248)2207 FAX. 03(3248)2243
ホームページ <http://www.nichirei.co.jp/bio/>

2012年12月1日

SAFC Biosciences 社製品の一部、

2-メルカプトエタノール・メタバナジン酸アンモニウム含有製品の

毒劇物指定についてのご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

毒物及び劇物指定令の一部が改正され、平成20年7月1日より2-メルカプトエタノールおよびこれを含有する製剤が毒物に、平成24年10月1日よりメタバナジン酸アンモニウムおよびこれを含有する製造が劇物に指定されました。

弊社は、毒物劇物輸入業の登録変更を行い、同変更済通知書を受領しました。

現在、メルカプトエタノールおよびメタバナジン酸アンモニウムの含有が判明している製品は、以下の8種類16品目です。

何かとご不便をおかけすることに対しまして、何卒ご高配いただき、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

性状	品名	コード	包装	2-メルカプトエタノール濃度	メタバナジン酸アンモニウム濃度
液	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン不含)	14360C	500ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン不含)	14360C	1000ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン不含)	24360C	1×10L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン不含)	24360C	1×50L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン含有)	14361C	500ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下
液	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チジン含有)	14361C	1000ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下

粉	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チミジン含有)	24361C	1×10L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポキサンチン・チミジン含有)	24361C	1×50L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下
液	EX-CELL CD CHO Fusion	14365C	500ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻¹⁰ %以下
液	EX-CELL CD CHO Fusion	14365C	1000ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻¹⁰ %以下
粉	EX-CELL CD CHO Fusion	24365C	1×10L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻¹⁰ %以下
粉	EX-CELL CD CHO Fusion	24365C	1×50L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻¹⁰ %以下
液	EX-CELL NSO	14650C	500ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下
液	EX-CELL NSO	14650C	1000ml	0.0004 w/v% 以下	10 ⁻⁶ %以下
粉	EX-CELL NSO	24651C	1×10L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下
粉	EX-CELL NSO	24651C	1×50L	0.02 w/w% 以下	10 ⁻⁶ %以下

廃棄の方法につきましては、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室の見解をご紹介します。

「廃棄の具体的方法については、現状では定めていません。一般的な規定として、毒物及び劇物取締法施行令第40条の規定がありますが、廃棄を行う場合はこの規定に従って、中和、加水分解、酸化、還元、希釈、燃焼その他の適切な方法により毒劇物に該当しないようにして処理することになります。メルカプトエタノールまたはメタバナジン酸アンモニウムならば、スクラバーを具備した燃焼炉において処理する方法が考えられますが、然るべき燃焼・排気設備が必要になります。」

今後とも SAFC Biosciences 社製品をお引き立て賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20
株式会社ニチレイバイオサイエンス
品質保証部

